

## Ficha Técnica

### Mascarilla FFP2 NR Mascarillas desechables



**Importador:** Global Long Health S.A.

**Fabricante:** Anhui Lekang sanitary materials Co., LTD

**Clasificación según la normativa:** GB/T 32610-2016 y UNE EN 149:2001+A1:2009

**Tipo:** Mascarilla filtrante de protección contra particulares no reutilizable sin válvula

**Ámbito de aplicación:** Para protección del usuario en el entorno general diario, sin riesgo de fluidos corporales y pulverización.

**Descripciones:** Eficiencia de filtración (NaCl y aceite de parafina)  $\geq 94.5\%$ . Repelente al agua. No contiene aglutinantes, no contiene látex.

**Material:** Tela no tejida y Tela soplada por fusión

**Especificación:** 150mm\*105mm( $\pm 3$ mm), 5 Capas, 2 unidades a paquete individual, se mete 5 cajita individuales a una cajita. Viene 2 colores (Blanco y Negro)

**Efecto de filtración (NaCl):** GB/T 32610-2016 material particulado  $\geq 94.5\%$

**Efecto de protección:** GB/T 32610-2016 bacteria  $\geq 70\%$

### Informe de prueba sobre eficiencia de filtración contra particulares asignado del respirador ajuste de flujo (95 L/min)

	Resistencia respiratoria	Número de partículas corriente arriba	Número de partículas corriente abajo	Eficiencia de filtración (%)	Tasa de penetración (%)
FFP1	2.1	96292	6068	93.698	63.02
FFP2	2.4	26661	1186	95.552	44.48
FFP3	3.0	8	0	100	0

## Instrucciones de uso:

- Lea atentamente las instrucciones antes de usar.
- No cambie, corte o modifique el producto.
- Antes de usar el producto, verifique si el embalaje está en buenas condiciones, confirma la fecha de caducidad en la indicación del envase y use dentro del periodo de validez.
- Si está dañado, maloliente o húmedo, cámbielo por uno nuevo de inmediato.
- Úselo lo antes posible después de que se haya abierto.
- Deseche la mascarilla en contenedores apropiados después de cada uso.
- Valido solo para un uso. No se necesita mantenimiento.

## Precaución:

- No es adecuado para personas alérgicas a los ingredientes contenidos en este producto.
- Este producto hay que alejarlo de las llamas y objetos extremadamente calientes para evitar quemaduras.

## Advertencias:

- Este producto no es un producto sanitario.
- Periodo recomendado de uso: 48 -72 horas

## Condiciones de almacenaje:

Almacenar en un lugar limpio, seco y libre de radiaciones ultravioleta.

Evitar malformaciones en el cuerpo del adaptador.

