



GEBRUIKSAANWIJZING

AMPUTATIE STEUN

De amputatiesteun biedt u de juiste steun.

WAARVOOR DIEN HET?

Met de amputatiesteun krijgt u de juiste steun voor als u ondersteuning nodig heeft op uw rolstoel en/of scootmobiel.

HOE WERKT HET?

De amputatiesteun wordt op de beensteun dan wel aan de zitting bevestigd. Er zijn vele verschillende type en soorten rolstoelen, scootmobielen en beensteunsystemen. Het gebruik is daarom afhankelijk van het door u gebruikte type.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Wij geven het advies de keuze en de montage van de juiste amputatiesteun door een erkend dealer te laten uitvoeren. De bouten, moeren en/of schroeven worden niet meegeleverd om de steun te monteren.

UITVOERINGEN;

Er zijn vele verschillende amputatiesteunen. De juiste keuze verschilt dan ook per type. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is.

Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product heeft geen onderhoud. Reinigen van de steun is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van dit product, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De amputatiesteun mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De amputatiesteun bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de amputatiesteun of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;