



GEBRUIKSAANWIJZING

SPIEGEL MONTAGESTEUN

Een spiegel op je scootmobiel is erg nuttig om te zien wat er achter je gebeurt. Zo krijg je meer van je omgeving mee en dat maakt je rit een stuk veiliger

WAARVOOR DIEN HET?

De spiegelmontagesteun is een hulpstuk om de juiste spiegel op uw scootmobiel te plaatsen, waarbij geen, of niet de juiste, bevestiging aanwezig is.

HOE WERKT HET?

U bevestigt de spiegelmontagesteun vast met de meegeleverde items op de scootmobiel en monteert de spiegel op de zwarte montagesteun.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

De juiste montagesteun en spiegel verschilt per scootmobiel. Wij geven het advies de keuze van de juiste steun en de montage door een erkend dealer te laten uitvoeren.

UITVOERINGEN;

Er zijn verschillende type spiegels en spiegelhouders of montagesteunen. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is. Voor alle montagesteunen en houders verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van het de spiegelmontagesteun is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van de spiegelmontagesteun, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De spiegelmontagesteun mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De spiegelmontagesteun bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de spiegelmontagesteun of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

Uw leverancier van dit product voor Nederland;